



GRUPOMEDIC

THE *jota*
EXPERIENCE 

CALIDAD SUIZA A SU ALCANCE



623.96.97.96



comercial@grupomedic.es



grupomedic.es



Estimados odontólogos,

Es un gran placer presentarles JOTA, empresa suiza con más de **115 años** de tradición, excelencia y el líder mundial en la fabricación de instrumentos rotatorios para odontología, con sus productos presentes en más de **100 países**. Nuestro compromiso es con la precisión y la calidad, factores esenciales para el éxito de los procedimientos odontológicos. Invertimos continuamente en investigación y desarrollo, utilizando alta tecnología y las mejores materias primas para garantizar que nuestros productos superen sus expectativas, inspirándole aún más con cada procedimiento clínico.

El Kit **“THE JOTA EXPERIENCE”** ha sido cuidadosamente diseñado para proporcionarle una experiencia única, gracias a la precisión y calidad de nuestros productos. Con una amplia gama de instrumentos, este kit le brindará la verdadera excelencia JOTA, transformando y elevando la calidad de su práctica clínica diaria.

Estamos seguros de que la superioridad de los productos JOTA seleccionados en el concepto **“THE JOTA EXPERIENCE”** le encantará, proporcionándole resultados excepcionales.

Además, nuestros instrumentos están diseñados para optimizar el tiempo de trabajo y mejorar la eficacia y los resultados.

Al incorporar los productos JOTA a su consultorio, usted elevará aún más el nivel de excelencia que ya ofrece a sus pacientes.

Gracias por **elegir JOTA** como su socio de confianza en la búsqueda de la excelencia dental.

¡Bienvenido a **THE JOTA EXPERIENCE!**

Benjamin Schleicher
CEO Jota

Basilio Incognito
Sales Director Jota West

Santiago Carrau
Sales Manager Latam



**¡DÉJESE INSPIRAR
POR LA TECNOLOGÍA
Y CALIDAD SUIZA!**

ZIR CUT

CORTE DE
MATERIALES
CERÁMICOS


FRESA DE CARBURO

CORTE DE METAL



PULIDORES

RESINAS
COMPUESTAS



**FRESAS DE
CARBURO**

PREPARACIÓN
DE CAVIDADES

**FRESAS DE
DIAMANTE
NATURAL**

PREPARACIONES

ABRASIVO

AJUSTES
INTRA-ORALES

**PIEDRA DE
ARKANSAS**


ACABADO

FRESA PARA ACABADO

CONTORNOS

PREPARACIÓN DE CAVIDADES

FRESAS DE CARBURO



VÁSTAGO		FG		FG
DIÁMETRO Ej: 010 = 1,00 mm		014		012
L mm				4,1

BENEFICIOS

Cuchillas en forma de tornillo,
asegurando máxima penetración
axial y alta eficiencia de corte

Corte preciso y
sin vibración

Menos elevación de temperatura
de los tejidos y materiales



PHOTO BY DR. DANIEL ROSA

PREPARACIONES

FRESAS DE DIAMANTE NATURAL




FIGURA		852		852
VÁSTAGO		FG		FG
DIÁMETRO		018		018
Ej: 010 = 1,00 mm				
L mm		10,0		10,0
GRANULACIÓN		M		F

Conozca más sobre 5 razones por las que las fresas diamantadas Jota son las mejores

▶ PLAY VIDEO



BENEFICIOS

Diamantes 100% naturales

Mayor cantidad de diamantes por mm² para mayor durabilidad y eficiencia

Desbaste preciso de tejidos y materiales

Acabado diferenciado con granulación fina

Menos elevación de temperatura de los tejidos y materiales



PHOTO BY DR. RICARDO BERTHOLDI

ACABADO

PIEDRA DE ARKANSAS

6198





FIGURA	6198	
VÁSTAGO	FG	<p>La punta redondeada del modelo 6198 permite eliminar fácilmente los bordes de la preparación y el alisado de los prismas del esmalte. Permite un sellado marginal significativamente mejor en restauraciones directas, que reduce considerablemente el riesgo de caries secundaria.</p>
DIÁMETRO Ej: 010 = 1,00 mm	023	
L mm	8,0	

BENEFICIOS

Geometría con angulación similar al instrumento de diamante

Prismas de esmalte más lisos asegurando una mejor adherencia a la restauración

Acabado diferenciado gracias a una mayor compactación de las partículas abrasivas




PHOTO BY DR. DANIEL ROSA

AJUSTES INTRA-ORALES PARA CORONAS

PREPARACIÓN PARA EL PULIDO

GP662



FIGURA	GP662
VÁSTAGO	RA
DIÁMETRO Ej: 010 = 1,00 mm	035
L mm	7,5

BENEFICIOS

Ajustes chairside para
todos los tipos de cerámica

Preparando la restauración
para el pulido

Suaviza las irregularidades de
fresado en la superficie y
simultáneamente la prepara de
forma a evitar que el glaseado fluya

Eliminación y acabado de bebederos

Ajuste de puntos de contacto oclusales




PHOTO BY DR. MARCELO CHAIN

ACABADO

FRESA DE CARBURO

C48L



VÁSTAGO		FG
DIÁMETRO Ej: 010 = 1,00 mm		012
L mm		8,0

BENEFICIOS

Larga vida útil

Acabado diferenciado
en contornos

Superficie perfectamente lisa



PHOTO BY DR. DANIEL ROSA



GRUPOMEDIC

ALTA EFICIENCIA PARA PULIDOS DE COMPOSITES

PULIDORES SWIVEL DIAMANTADOS

THE *jota*
EXPERIENCE 

BENEFICIOS


Excelente resultado
estético en
menos tiempo

Sin necesidad de
pasta de pulido

Alta densidad de
diamantes en su
composición

Adaptable a cualquier
superficie anatómica

Versatilidad



	PASO 1	PASO 2
VÁSTAGO	RA	RA
DIÁMETRO Ej: 010 = 1,00 mm	140	140
L mm	1,6	1,6

▶ **PLAY VIDEO**



PHOTO BY DR. DANIEL ROSA

CORTE DE MATERIALES CERÁMICOS

ZIR CUT



FIGURA		Z818
VÁSTAGO		FG
DIÁMETRO		060
Ej: 010 = 1,00 mm	D = PROF.	2,2
L mm		0,7
GRANULACIÓN		M

▶ PLAY VIDEO



BENEFICIOS

Corte rápido

Capaz de cortar una corona de zirconio en segundos

Alta durabilidad

Permite cortar varias coronas con un solo instrumento

Seguridad

Fabricado en pieza única de metal

CORTAR CORONAS
DE ZIRCONIO,
DISILICATO Y
CERÁMICAS
NUNCA FUE
TAN FÁCIL

TRANSMETÁLICA

CARBURO DE
PIEZA ÚNICA



GRUPOMEDIC

THE *jota*
EXPERIENCE 

CG35RS




FIGURA		35
VÁSTAGO		FG
DIÁMETRO Ej: 010 = 1,00 mm		012
L mm		3,6

 PLAY VIDEO



BENEFICIOS


Fabricada en carburo de tungsteno
pieza única (sin soldaduras -
mayor seguridad)

Dentado especial más
eficiente y sin vibraciones

Alto rendimiento de corte

Versatilidad de aplicación en
metales no preciosos, titanio
y metal-cerámica





GRUPOMEDIC



jota
+ SWITZERLAND



623.96.97.96



comercial@grupomedic.es



grupomedic.es

